

Eamesův test



Eamesův test slouží ke zjištění doby plasticity amalgámu. Amalgám se po namíchání rozdělí na 4 dílky a ponechá se v klidu 2,5 minuty. Po uplynutí 2,5 minut se spojí a míchá 2 vteřiny, následně se znovu rozdělí na 4 dílky a ponechá se v klidu 30 vteřin. Postup se opakuje každých 30 vteřin až do okamžiku, kdy už se jednotlivé dílky při míchání nespojí.



Amalgám

Odkazy

Související články

- Amalgám

Použitá literatura

- MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. *Stomatologické repetitorium*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.