


# Impregnace stříbrem



Tato metoda se používá např. pro znázornění retikulárního vaziva, které se vyskytuje v sekundárních lymfatických orgánech (lymfatické uzliny, sleziny, tonzily) a kostní dřeni. Z dusičnanu stříbrného ( $\text{AgNO}_3$ ) se vyredukuje kovové stříbro, které retikulárním vláknům dává tmavě hnědou až černou barvu.



## Odkazy

### Související články

- AZAN
- Barvení hematoxylin-eosin
- Resorcin-fuchsin