


Impregnace stříbrem



Tato metoda se používá např. pro znázornění retikulárního vaziva, které se vyskytuje v sekundárních lymfatických orgánech (lymfatické uzliny, sleziny, tonzily) a kostní dřeni. Z dusičnanu stříbrného (AgNO_3) se vyredukuje kovové stříbro, které retikulárním vláknům dává tmavě hnědou až černou barvu.



Odkazy

Související články

- AZAN
- Barvení hematoxylin-eosin
- Resorcin-fuchsin